

Distribué par COLDIS S.A.S. ZAC du Plan - 230 Avenue du Counoise 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue Tél : 04 90 33 31 12 - Fax : 04 90 33 39 57

FICHE TECHNIQUE

JADEL DS DÉCAPANT SANS RINCAGE

Réf. ES02 - Bidon 5L





USAGES ET PROPRIETES:

Décapant puissant pour l'élimination des cires, émulsions et cristallisations ou toutes autres accumulations importantes et anciennes couches de protection sur toutes surfaces lavables. Prépare le sol pour un traitement ultérieur (application de bouche-pores, émulsions ou cristallisations).

<u>Applications :</u> Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle

Indiqué pour : Sols. PVC, caoutchouc, granito, marbre, céramique, carreaux et similaires.

MODE D'EMPLOI:

Peut s'appliquer manuellement, ou à l'aide d'une monobrosse équipée d'un PAD abrasif ou d'une auto laveuse. Après avoir préalablement dilué le produit dans l'eau à raison de 100-200 ml/l, appliquer la solution, laisser agir quelques instants. Inutile de rincer. Puis frotter avec un outil adapté ou une monobrosse. Nettoyer la surface traitée avec un aspirateur à eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.Ne pas avaler. Contient 2-aminoethanol. USAGE PROFESSIONNEL. UFI : 1F2Y-PWE6-X005-5UFG.Formule déposée Centre Anti-poisons de Paris Hôpital F.-WIDAL.Tf. 0140054848 · Centre Anti-poisons de Belgique Tf.070245245

Date de dernière mise à jour : 27/04/23

ES02 - Page 1 sur 2



Distribué par COLDIS S.A.S. ZAC du Plan - 230 Avenue du Counoise 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue Tél : 04 90 33 31 12 - Fax : 04 90 33 39 57

CARACTERISTIQUES:

Composition: Tensioactifs. Solvants. Agents séquestrants. Eau.

État physique : Liquide transparent

Couleur : Ambre Odeur : Caractérstique Densité : 1,00 +/- 0,01

pH: 12 +/- 1

Fabriqué en Espagne

CONDITIONNEMENT:

A l'unité

Dimensions du produit : 18 x 12,5 x 28 cm

Poids brut du produit : 5,250 kg

GENCOD du produit : 32891800227633

Carton de 4 unités

Dimensions du carton : 28,2 x 38,2 x 29,2 cm GENCOD du carton : 13289180027630

Palette de 128 unités (64 cartons)

Dimensions de la palette : 120 x 80 x 131,8 cm

Date de dernière mise à jour : 27/04/23 **ESO2 -** Page 2 sur 2